



TIMEP®

**КАТАЛОГ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ 2015**



ОГЛАВЛЕНИЕ

Корсеты ортопедические	4
Бандажи согревающие	5
Корректоры осанки	5
Бандажи послеоперационные.....	7
Бандажи грыжевые	8
Бандажи женские	9
Бандажи для суставов	11
Подушки ортопедические.....	18
Стельки и полустельки ортопедические.....	20
Корректоры и силиконовые приспособления.....	22
Уход за телом.....	24
Профилактические гели и кремы.....	25

КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ: ПОЯСНИЧНЫЕ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ



КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОЯСНИЧНЫЕ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ Т1 – 321, Т1 – 325, Т1 – 341, Т1 – 343

артикул: Т1 – 321, Т1 – 325, Т1 – 341, Т1 – 343					
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL
	65-85	83-100	98-115	113-130	128-140

- Т1 – 321, Т1 – 341: высота 21 см; Т1 – 325, Т1 – 343: высота 25 см
 - 4 ребра жесткости
 - цвет: бежевый, черный
 - надевать лежа на спине на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- радикулит, миозит, остеохондроз
 - период реабилитации после травм и операций
 - профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОЯСНИЧНЫЕ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ Т1 – 316, Т1 – 317



- Т1 – 316: высота 33 см; Т1 – 317: высота 26 см
- «дышащая» структура материала
- 4 ребра жесткости
- дополнительные пружинные вставки
- не заметен под одеждой, оптимально «садится» по фигуре, подчеркивает талию
- цвет: бежевый

артикул: Т1 – 330, Т1 – 348						
размер	XS	S	M	L	XL	XXL
объем по талии (см)	64-70	70-76	76-80	80-90	90-100	100-110

- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- болевой синдром при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудно-поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника
 - реабилитация после травм и операций в области крестцового и поясничного отделов позвоночника
 - болевой синдром при остеопорозе
 - боли при пороках развития переходной люмбосакральной зоны, гипермобильности
 - после мануальной терапии и лечебной гимнастики
 - профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

ПОЯСНИЧНЫЕ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ



КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОЯСНИЧНЫЕ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ Т1 – 345, Т1 – 346

артикулы: Т1 – 345, Т1 – 346					
размер (см)	S	M	L	XL	XXL
	65-85	83-100	98-115	113-130	128-140

- Т1 – 345: высота 21 см, Т1 – 346: высота 25 см
 - 6 ребер жесткости для размеров M, L, XL, XXL (4 центральных – моделируемые)
 - 4 ребра жесткости для размера S (2 центральных – моделируемые)
 - воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- радикулит, люмбаго, люмбалгия
 - боли в пояснице
 - прогрессирующие: поясничный спондилез, остеоартрит позвоночника, анкилозирующий спондилоартрит
 - межпозвоночные грыжи
 - структурная недостаточность позвоночного столба
 - после дискэктомии
 - после операций на поясничном отделе позвоночника
 - после мануальной терапии и лечебной гимнастики
 - профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ



КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЕ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ Т1 – 330, Т1 – 348

артикул: Т1 – 330, Т1 – 348						
размер	XS	S	M	L	XL	XXL
объем по талии (см)	60-70	65-85	83-100	98-115	113-130	128-140

- Т1 – 330: высота 30 см, Т1 – 348: высота 25 см
 - 4 съемных ребра жесткости
 - надевать лежа на спине на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- радикулит, миозит, остеохондроз
 - период реабилитации после травм и операций
 - профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ СОГРЕВАЮЩИЕ



БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ Т1 – 350

артикул: Т1 – 350				
размер	S	M	L	XL
объем по талии (см)	70-80	80-90	90-100	100-110

- нейтрализует электрические заряды
 - сохраняет тепло; поглощает влагу
 - оказывает противовоспалительное действие
 - обладает микромассажным эффектом
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- радикулит, миозит
 - ревматизм, остеохондроз поясничного отдела позвоночника
 - профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках и переохлаждении
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ: ГРУДОПОЯСНИЧНЫЕ КОРСЕТЫ – РЕКЛИНАТОРЫ



КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ (РЕКЛИНАТОР) Т1 – 373, Т1 – 374 (УСИЛЕННЫЙ)

артикул: Т1 – 373, Т1 – 374 (двойная стяжка)				
Рост < 165	-	-	LO	XLO
Рост < 170	S	M	L	XL
Рост > 170	S1	M1	L1	XL1
Объем по талии	66-76	74-86	84-96	92-100

- Т1 – 374: дополнительная двойная стяжка
 - 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
 - 2 пластиковых коротких боковых ребра
 - двойная стяжка
 - нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки
 - мягкие накладки на корректирующих лямках
 - надевать на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- нарушения осанки
 - компрессионные переломы тел позвонков 1, 2 степени компрессии
 - период реабилитации после сочетанных травм и операций на позвоночнике
 - остеохондроз, спондилез
 - грыжи межпозвоночных дисков
 - деформация позвоночника (кифозы, сколиозы 1 - 2 степени)
 - болезни Шейермана - Мау
 - смещение, нестабильность позвонков
 - профилактика переломов при остеопорозе
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)



КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ (РЕКЛИНАТОР) ДЕТСКИЙ Т1 – 371, Т1 – 372 (УСИЛЕННЫЙ)

артикул: Т1 – 371, Т1 – 372(двойная стяжка)			
размер	0	1	2
Объем по талии	47-59	57-69	67-79
Рост (см)	110-120	120-140	140-160

- Т1 – 372: дополнительная двойная стяжка
 - 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
 - 2 пластиковых коротких боковых ребра
 - нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки
 - мягкие накладки на корректирующих лямках
 - надевать на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- нарушения осанки
 - деформация позвоночника (кифозы, сколиозы 1-2 степени)
 - болезни Шейермана - Мау
 - смещение, нестабильность позвонков
 - период реабилитации после травм и операций грудного отдела позвоночника
 - профилактика переломов при остеопорозе
 - межпозвоночные грыжи грудного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)




КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ: КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ – РЕКЛИНАТОРЫ



КОРРЕКТОР ОСАНКИ TI – 370

артикул: TI – 370						
размеры	XS	S	M	L	XL	
	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	


- 4 ребра жесткости
 - надевать на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- различные формы нарушения осанки
 - остеохондроз грудного отдела позвоночника
 - профилактика сутулости при сидячей работе
 - период реабилитации после травм и операции грудного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



КОРРЕКТОР ОСАНКИ ДИСЦИПЛИНАТОР TI – 376

артикул: TI – 376						
размер	XXS	XS	S	M	L	XL
размер одежды	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	50-52

- оптимально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой
 - износостойчивый, влаго- и воздухопроницаемый материал
 - надевать на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- сутулость
 - формирование привыкания к правильной осанке без опасности развития мышечной гипотрофии
 - нормализация мышечного тонуса
 - разведение плеч
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



КОРРЕКТОР ОСАНКИ РЕКЛИНАТОР TI – 380

артикул: TI – 380						
размер	1	2	3	4	5	6
обхват под грудью(см)	58-62	62-66	66-72	72-78	78-84	84-90

- полиуретановые ребра (нет необходимости снимать корсет при проходе зон досмотра и контроля)
 - структура материала обеспечивает оптимальную компрессию
 - незаметен под одеждой
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- различные формы нарушения осанки
 - кифозы, сколиозы (1, 2 степени) грудного отдела позвоночника
 - устранение, уменьшение болевого синдрома при остеохондрозе и других дегенеративных заболеваниях грудного отдела позвоночника
 - реабилитация после травм и операций в области грудного отдела позвоночника
 - формирование привыкания к правильной осанке без опасности развития мышечной гипотрофии
 - разведение плеч
 - нормализация мышечного тонуса
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость


БАНДАЖИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ: АБДОМИНАЛЬНЫЕ



БАНДАЖИ АБДОМИНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ TI – 511, TI – 512, TI – 513

артикулы:	TI – 511	TI – 512	TI – 513			
высота бандажа	20 см	25 см	30 см			
размер	XS	S	M	L	XL	XXL
объем по талии (см)	60-70	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

- TI – 511: снабжен дополнительной стяжкой; TI – 512: двойная утягивающая панель; TI – 513: тройная утягивающая панель
 - высота бандажа подбирается в зависимости от величины и расположения послеоперационных швов, роста пациента, назначения врача
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- реабилитация после оперативных вмешательств на брюшной области
 - слабость передней брюшной стенки и расхождение мышц живота
 - состояние после липосакции
 - профилактика развития послеоперационных грыж
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ TI – 517

артикул: TI – 517				
размер	S	M	L	XL
объем по талии (см)	66-80	87-92	90-104	100-114

- мягкая эластичная «дышащая» кружевная ткань
 - двухрядная застежка на крючках для индивидуального регулирования
 - 8 пружинных ребер жесткости
 - оптимальная компрессия в области передней брюшной стенки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- период реабилитации после операций в области передней брюшной стенки
 - послеродовой период
 - слабость брюшной стенки и расхождение мышц живота
 - профилактика образования послеоперационных грыж
 - применение в комплексных программах по коррекции фигуры (массаж, инъекционные методики, аппаратные технологии)
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ: ТОРАКАЛЬНЫЕ



БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ TI – 518

артикул: TI – 518					
размер	S	M	L	XL	XXL
окружность грудной клетки (см)	60-80	80-100	100-120	120-140	140-160

- для мужчин
 - воздухо- и влагопроницаемый материал
 - «антискручивающие» вставки
 - анатомическая форма
 - регулируемые по длине лямки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- реабилитация после операций на грудной клетке
 - снижение риска разрыва шовных лигатур
 - перелом ребер
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)

1



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)

2a



2b





БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ TI – 520

- для мужчин
 - воздухо- и влагопроницаемый материал
 - «антискручивающие» вставки
 - анатомическая форма
 - регулируемые по длине ляжки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- реабилитация после операций на грудной клетке
 - снижение риска разрыва шовных лигатур
 - перелом ребер
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 520				
размер	S	M	L	XL
окружность грудной клетки (см)	55-75	70-95	90-115	110-135

Регулируемые по длине корректирующие ляжки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)

1



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)

2a



2b



БАНДАЖИ ГРЫЖЕВЫЕ: ПУПОЧНЫЕ



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ TI – 610

- высота 20 см
 - усилен 2 ребрами жесткости
 - съемный перемещаемый аппликатор (пелот) обеспечивает локальное давление на область грыжевых образований
 - дополнительная стяжка для регулировки степени компрессии; надевать лежа на спине на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- грыжи брюшной стенки (послеоперационные, пупочные, околопупочные, грыжи белой линии живота)
 - после операций на брюшной стенке с целью профилактики рецидива грыж
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикулы: TI – 610						
размер	XS	S	M	L	XL	XXL
объем по талии (см)	60-70	65-85	83-100	98-115	113-130	128-140



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ TI – 611

- влаго- и воздухопроницаемый материал
 - высота 20 см, для взрослых
 - пластиковые антискручивающие вставки
 - хлопковая поддерживающая панель
 - съемный перемещаемый аппликатор (пелот)
 - дополнительная стяжка
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- удержание грыжевого мешка при послеоперационных, пупочных, околопупочных грыжах и грыжах белой линии живота
 - профилактика образования, выпадения грыжи при физических нагрузках
 - профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 611					
S	M	L	XL	XXL	
68-85	83-100	98-115	113-130	128-140	



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ TI – 620

- надевать на нижнее белье; застежка «Велкро»
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- консервативное лечение пупочных грыж у детей до 3х лет
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 620	
размер	универсальный

БАНДАЖИ ГРЫЖЕВЫЕ: ПАХОВЫЕ



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПАХОВЫЙ TI – 650

- надевать лежа на спине на нижнее белье
 - бандаж снабжен двумя карманами для размещения пелотов с одной или с двух сторон
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- односторонние и двухсторонние вправляемые паховые грыжи
 - профилактика рецидивов заболевания
 - профилактика развития грыж при физических нагрузках
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 650					
размеры	XS	S	M	L	XL
обхват бедер (см)	64-82	82-90	88-100	98-112	110-128



БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПАХОВЫЙ TI – 651

- хлопковая ткань с эластаном
 - бандаж снабжен двумя карманами для размещения пелотов с одной или с двух сторон
 - эластичные стяжки для регулирования степени прилегания пелотов
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- вправляемые паховые грыжи
 - профилактика ущемлений и рецидивов паховых грыж
 - после операций грыжесечения
 - при физических нагрузках (не является медицинским показанием)
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 651							
размер (см)	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112

БАНДАЖИ ЖЕНСКИЕ



БАНДАЖ ДОРОДОВОЙ TI – 420

- мягкая эластичная «дышащая» ткань
 - широкий пояс для поддержки живота
 - застежка «Велкро» для индивидуального регулирования
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- обеспечение нормального положения плода и оптимальных условий для его развития
 - предотвращение образования растяжек и ослабления брюшной стенки
 - уменьшение нагрузки на поясничный отдел
 - предупреждение возникновения болей в спине
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: TI – 420				
размер	S	M	L	XL
окружность под животом (см)	72-87	85-100	98-115	115-132



БАНДАЖ ДОРОДОВОЙ Т1 – 430

- воздухо- и влагопроницаемая ткань
 - хлопковые панели под живот
 - дополнительные поддерживающие стяжки
 - 2 ребра жесткости
 - идеально «садится» по фигуре, незаметен под одеждой и обеспечивает оптимальную степень поддержки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- эластичная поддержка живота
 - обеспечение нормального положения плода и оптимальных условий для его развития
 - предотвращение образования растяжек, перерастяжения и ослабления брюшной стенки
 - стабилизация положения внутренних органов и матки
 - разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника и соединений костей таза
 - существенно сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: Т1 – 430					
размер	S	M	L	XL	XXL
окружность под животом (см)	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140



БАНДАЖ ДО-И ПОСЛЕРОДОВОЙ Т1 – 440

- высота 15 см
 - 2 поддерживающих ребра жесткости
 - надевать лежа на нижнее белье
 - съемный аппликатор (пелот) для использования в послеродовом периоде
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- беременность с 20-22 недель
 - профилактика появления «растяжек»
 - разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника и соединений костей таза
 - послеродовый период
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** неправильное положение плода

артикул: Т1 – 440					
размер	S	M	L	XL	XXL
окружность под животом (см)	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140



БАНДАЖ ДОРОДОВОЙ Т1 – 450

- высота 25 см
 - воздухо- и влагопроницаемая ткань
 - хлопковые панели под живот
 - дополнительные поддерживающие стяжки
 - 2 ребра жесткости
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- эластичная поддержка живота
 - обеспечение нормального положения плода и оптимальных условий для его развития
 - предотвращение образования растяжек, перерастяжения и ослабления брюшной стенки
 - стабилизация положения внутренних органов и матки
 - разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника и соединений костей таза
 - существенно сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: Т1 – 450					
размеры	S	M	L	XL	XXL
окружность под животом (см)	76-88	87-98	97-104	103-115	114-125



БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ Т1 – 460

- воздухо- и влагопроницаемый материал
 - хлопковая панель в области живота
 - 2 ребра жесткости
 - дополнительная стяжка
 - надевать лежа на спине на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- эластичная поддержка мышц живота в послеродовый период
 - при операциях Кесарева сечения (совмещение с функциями послеоперационного бандажа на поздних реабилитационных сроках)
 - стабилизация положения внутренних органов и матки
 - восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: Т1 – 460*					
размеры	S	M	L	XL	XXL
объем по талии (см)	68-85	83-100	98-115	113-130	128-140

*высота бандажа 20 см



БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ Т1 – 480

артикул: Т1 – 480								
размеры	0	1	2	3	4	5	6	7
обхват бедер (см)	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

- эластичная ткань с высоким содержанием хлопка
 - завышенная талия
 - отстегивающаяся ластовица
 - нерастяжимая вставка из плотной хлопчатобумажной ткани
 - боковая застежка на крючках
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- в послеродовом периоде для создания необходимой компрессии, обеспечивающей восстановление исходной формы
 - можно использовать как утягивающее белье для коррекции фигуры
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ ПРИ ОПУЩЕНИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА Т1 – 702

артикул: Т1 – 702								
размеры	0	1	2	3	4	5	6	7
обхват бедер (см)	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117	118-122	123-127

- эластичная ткань с высоким содержанием хлопка
 - отстегивающаяся ластовица
 - плотный пелот в кармашке в нижней части живота
 - пелот в паховой области
 - поддерживающая часть на крючках
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- опущение и выпадение органов малого таза
 - после операций на органах малого таза
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ



БАНДАЖ ДЛЯ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ (ПОВЯЗКА ДЕЗО) Т1 – 253

- плотный износостойчивый воздухопроницаемый материал
 - регулируемые по длине лямки
 - универсальный, подходит для левой и правой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- острые и хронические воспалительные заболевания суставов верхних конечностей (артрозы, артриты плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты)
 - реабилитация после травм и операций на верхних конечностях
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: Т1 – 253			
размер	S	M	L
окружность грудной клетки с прижатой рукой (см)	до 95 см	до 115 см	более 115 см

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)

1



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)

2a



2b





БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ «КОСЫНКА» ТI – 255

артикул: ТI – 255		**детские размеры				
размер	XXS**	XS**	S	M	L	XL
длина предплечья (см)	до 26	26-29	29-32	32-35	35-38	> 38

- мягкая манжета на плечевом ремне
 - регулируемая длина ремня
 - универсальный, подходит для левой и правой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- реабилитация после травм, гипсовой иммобилизации и операций на верхней конечности
 - ушибы и повреждения связок локтевого сустава, предплечья, кисти
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)



БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ «КОСЫНКА» ТI – 256

артикул: ТI – 256		*детские размеры				
размер	XXS*	XS*	S	M	L	XL
длина предплечья (см)	до 26	26-29	29-32	32-35	35-38	более 38

- воздухо- и влагопроницаемый материал
 - мягкая манжета на плечевом ремне
 - регулируемая длина ремня
 - универсальный, подходит для левой и правой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- поддержка при переломах руки
 - подвывихи, вывихи плеча
 - ушибы плеча, предплечья, кисти
 - частичные повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава
 - парезы и параличи верхней конечности
 - артриты, артрозы плечевого сустава, плечелопаточные периартриты
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)



БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ «КОСЫНКА» ТI – 257

артикул: ТI – 257		*детские размеры				
размер	XXS*	XS*	S	M	L	XL
длина предплечья (см)	до 26	26-29	29-32	32-35	35-38	более 38

- воздухо- и влагопроницаемый материал
 - мягкая манжета на плечевом ремне
 - регулируемая длина ремня
 - универсальный, подходит для левой и правой руки
 - дополнительная лента для фиксации к туловищу
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- поддержка при переломах руки
 - подвывихи, вывихи плеча
 - ушибы плеча, предплечья, кисти
 - частичные повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава
 - парезы и параличи верхней конечности
 - артриты, артрозы плечевого сустава, плечелопаточные периартриты
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

Регулируемые по длине корректирующие лямки
При примерке всех моделей определяется необходимая длина плечевых корректирующих лямок

1. Необходимая длина лямок устанавливается с помощью трилистника (рис.1)



2. Лишнее подогнуть или отрезать (рис.2)



БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ТI – 258

артикулы: ТI – 258		
размер	M	XL
окружность грудной клетки (см)	до 110	более 110

- универсальный, подходит для левой и правой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- умеренная фиксация плечевого сустава, поздние реабилитационные сроки
 - простой плечелопаточный периартрит
 - консервативное лечение адгезивного капсулита, артроза плечевого сустава
 - привычные вывихи плеча
 - артроз ключично - акромиального сочленения 1, 2 стадии
 - повреждения в области ключично - акромиального сочленения 1, 2 типов
 - профилактика травм при физической нагрузке, занятиях спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ТI – 259

артикулы: ТI – 259 (доп. лента для фиксации)		
размер	M	XL
окружность грудной клетки (см)	до 110	более 110

- универсальный, подходит для левой и правой руки
 - дополнительная лента для фиксации руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- реабилитационные сроки
 - острый плечелопаточный периартрит
 - консервативное лечение адгезивного капсулита
 - сильные сочетанные травмы плечевого сустава
 - артроз ключично - акромиального сочленения 3 стадии (предоперационный период)
 - повреждения в области ключично - акромиального сочленения - 3, 4, 5, 6 типов
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: ПЕРИНКА ФРЕЙКА



ПЕРИНКА ФРЕЙКА ТI – 200

артикул: ТI – 200							
размеры	0	1	2	3	4	5	6
расстояние между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах (см)	17	18	196	20	21	22	23

- влаго- и воздухопроницаемый легко моющийся материал
 - в местах контакта с телом ребенка – мягкие хлопковые прокладки
 - «спинка» для надежной фиксации
 - можно использовать вместе с подгузником
 - надевать на нижнее белье
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- дисплазия тазобедренных суставов различной степени
 - врожденный вывих бедра
 - подвывих бедра
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ



БАНДАЖ ШЕЙНЫЙ (ШИНА ШАНЦА) ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТI – 2,5/25, ТI – 2,7/28, ТI – 3,5/32

артикулы		
ТI – 2,5/25	ТI – 2,7/28	ТI – 3,5/32
размеры		
2,5x25 см	2,7x28 см	3,5x32 см

- анатомическая выемка для подбородка
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- родовая/ послеродовая травма шейного отдела позвоночника
 - комплексное лечение мышечной кривошеи
 - период реабилитации после травм и повреждений мышц и связок
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ ШЕЙНЫЙ (ШИНА ШАНЦА) ДЛЯ ДЕТЕЙ Т1 – 5/34, Т1 – 8/36

- анатомическая выемка для подбородка
 - застежка «Велкро»
 - дополнительный съемный трикотажный чехол для продления службы бандажа и поддержания гигиены
 - цвет: черный, бежевый
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- миозиты, невралгии
 - профилактика и лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника
 - период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость

артикулы	
Т1 – 5/34	Т1 – 8/36
размеры	
5x34 см	8x36 см

БАНДАЖ ШЕЙНЫЙ (ШИНА ШАНЦА) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Т1 – 8/45 (8/50), Т1 – 9/45 (9/50), Т1 – 10/45 (10/50), 11/45 (11/50)

артикулы							
Т1 – 8/45	Т1 – 8/50	Т1 – 9/45	Т1 – 9/50	Т1 – 10/45	Т1 – 10/50	Т1 – 11/45	Т1 – 11/50
размеры							
8x45 см	8x50 см	9x45 см	9x50 см	10x45 см	10x50 см	11x45 см	11x50 см

- застежка «Велкро»
 - анатомическая выемка для подбородка
 - дополнительный съемный трикотажный чехол для продления службы бандажа и поддержания гигиены
 - цвет: бежевый, черный
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- миозиты, невралгия, остеохондроз
 - период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника
 - легкие повреждения и нестабильность шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА ЛОГТЕВОЙ СУСТАВ

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ Т1 – 230

- особая вязка разных частей изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- травмы, ушибы, растяжения связок
 - артриты, артрозы, остеоартрозы
 - период реабилитации после травм и операций
 - профилактика травм при занятиях спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



артикул: Т1 – 230					
размер	S	M	L	XL	XXL
окружность под локтевым суставом (см)	22-25	25-28	28-31	31-33	34-37

БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ СОГРЕВАЮЩИЙ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ Т1 – 222

- очень легкий и прочный
 - содержит поверхностно - активные вещества, проникновение которых через кожу благотворно влияет на организм
 - нейтрализует электрические заряды
 - согревает и сохраняет тепло
 - способствует обильному притоку крови к больному месту
 - оказывает противовоспалительное действие
 - обладает микромассажным эффектом
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- артриты, артрозы коленного сустава; профилактика болей после травм, ушибов и растяжений; профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физических нагрузках и переохлаждении; перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



артикул: Т1 – 222		
размер	S-M	L-XL
окружность над коленной чашечкой (см)	30-48	48-66



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ Т1 – 220

- 2 спиральных боковых ребра жесткости
 - особая вязка разных частей изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- травмы, ушибы, повреждения связок коленного сустава
 - период реабилитации после травм и операций
 - профилактика травм при занятиях спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость

артикул: Т1 – 220						
**детские размеры						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
окружность над коленом (см)	30-36	35-41	40-46	45-51	50-56	55-64

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ Т1 – 223

- воздухо- и влагопроницаемый материал
 - особая технология вязки разных частей изделия
 - 2 спиральных боковых ребра жесткости
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- легкие травмы (растяжения/повреждения) связок коленного сустава
 - хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
 - артроз коленного сустава
 - артрит и остеоартрит
 - для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



артикул: Т1 – 223						
размер (см)*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	30-36	35-41	40-46	45-51	50-56	55-61

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ Т1 – 224

артикул: Т1 – 224							
размеры	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
окружность над коленом (см)	30-36	35-41	40-46	45-51	50-56	55-61	60-66

- силиконовое кольцо для стабилизации коленной чашечки
 - высокоэластичная дышащая ткань
 - два спиральных ребра жесткости для поддержки анатомической формы изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- травмы (растяжения / повреждения) связок коленного сустава
 - хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
 - вывихи надколенника
 - артрозы, бурситы, синовиты, артриты и остеоартриты
 - реабилитация после травм и операций
 - профилактика травм во время занятий спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ Т1 – 226

артикул: Т1 – 226							
размеры	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
окружность над коленом (см)	30-36	35-41	40-46	45-51	50-56	55-61	60-66

- силиконовое кольцо для стабилизации коленной чашечки
 - высокоэластичная дышащая ткань
 - два спиральных ребра жесткости для поддержки анатомической формы изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- травмы (растяжения / повреждения) связок коленного сустава
 - хроническое, послеоперационное и посттравматическое воспаление сухожилий
 - вывихи надколенника
 - артрозы, бурситы, синовиты, артриты и остеоартриты
 - реабилитация после травм и операций
 - профилактика травм во время занятий спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ



БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ TI – 201

артикул: TI – 201						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	16-21	21-26	26-31	31-36	36-41	41-46

- особая технология вязки разных частей изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- повреждения связок голеностопного сустава
- период реабилитации после травм и операций
- профилактика травм при занятиях спортом
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ TI – 202

артикул: TI – 202					
размер	XS	S	M	L	XL
	14-17	17-20	20-23	23-26	26-29

- 4 съемных моделируемых металлических ребра жесткости
- регулировка на шнуровке
- подходит для ношения в свободной обуви
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- повреждения связок и нестабильность голеностопного сустава
- хроническая нестабильность голеностопного сустава
- период реабилитации после травм и операций
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ TI – 205

артикул: TI – 205						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
длина пред-плечья (см)	16-21	21-26	26-31	31-36	36-41	41-46

- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал
- особая технология вязки разных частей изделия
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспаление или растяжение связок голеностопного сустава
- бурситы голеностопного сустава
- нагрузки на голеностопный сустав (вибрация, вращение, подъем тяжестей)
- профилактика травм во время занятий спортом
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ ЭЛАСТИЧНЫЙ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ TI – 206

артикул: TI – 206						
размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
длина пред-плечья (см)	16-21	21-26	26-31	31-36	36-41	41-46

- воздухо- и влагопроницаемый эластичный материал
- особая технология вязки разных частей изделия
- открытая пятка, 4 пружинных ребра
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- воспаление или растяжение связок голеностопного сустава
- бурситы голеностопного сустава
- нагрузки на голеностопный сустав (вибрация, вращение, подъем тяжестей)
- профилактика травм во время занятий спортом
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ РАЗЪЕМНЫЙ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ TI – 209

артикулы: TI – 209			
размер	XS-S	M-L	XL-XXL
объем голени (см)	20-26	24-30	26-32

- разъемная конструкция
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нестабильность голеностопного сустава
- реабилитация после травм и операций
- артрозы, артриты
- профилактика травм при занятиях спортом
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ РАЗЪЕМНЫЙ TI – 208

артикул: TI – 208	
размер	универсальный

- воздухо- и влагопроницаемый материал
- разъемная конструкция
- фиксирующие липучки
- универсальный размер
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- нестабильность голеностопного сустава
- реабилитация после травм и операций
- артрозы, артриты
- травматические повреждения
- послеоперационные состояния
- предупреждение травм при занятиях спортом
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость

БАНДАЖИ ДЛЯ СУСТАВОВ: БАНДАЖИ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ TI – 240

артикул: TI – 240	
размер	универсальный

- подходит для правой и левой руки
- разъемная конструкция
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- болевой синдром при травмах, ушибах и заболеваниях лучезапястного сустава
- отеки при артритах, артрозах
- период реабилитации после травм и операций
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖИ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ РАЗЪЕМНЫЙ TI – 241

артикул: TI – 241					
размер	XS	S	M	L	XL
окружность лучезапястного сустава (см)	15-17	17-18	18-20	20-22	22-25

- застежка «Велкро»
- анатомически изогнутая металлическая шина фиксирует лучезапястный сустав в физиологически правильном положении
- подходит для правой и левой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- повреждения связок лучезапястного сустава; артриты, артрозы, бурситы; период реабилитации после травм и операций; перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ TI – 242

артикул: TI – 242				
размер	S	M	L	XL
	14-17	17-20	20-23	23-26

- особая технология вязки разных частей изделия
 - высокоэластичная дышащая ткань
 - подходит для правой и левой руки
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика развития и обострений тендингов, тендовагинитов артритов
 - травмы, ушибы, растяжения связок лучезапястного сустава
 - профилактика травм во время занятий спортом
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ С ВЫЕМКОЙ ПОД ПЛЕЧО TI – 140

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - валики (9 и 14 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ TI – 145

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - валики (10 и 12 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ TI – 155

- углубление и валик обеспечивают правильное и комфортное положение головы ребенка, способствуя нормальному развитию его костно-мышечного аппарата во время сна и отдыха
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика заболеваний позвоночника
 - профилактика кривошеи
 - рекомендована здоровым детям для правильного развития
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДВУХВАЛИКОВАЯ TI – 160

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - валики (14 и 12 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДВУХВАЛИКОВАЯ С ВЫЕМКАМИ ПОД ПЛЕЧО TI – 165

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - имеет специальную выемку под плечо, создавая комфортное положение тела
 - валики (11,5 и 9 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДВУХВАЛИКОВАЯ TI – 170

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - валики (10 и 7 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ С ВЫЕМКОЙ ПОД ПЛЕЧО TI – 175

- стабилизирует положение шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха
 - валики (12 и 6 см) обеспечивают правильное и комфортное положение головы
 - особая анатомическая форма поддерживает идеальное положение позвоночника, предотвращая боли в шейном отделе имеет специальную выемку под плечо, создавая комфортное положение тела
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- профилактика шейного остеохондроза
 - нарушения сна
 - период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

СТЕЛКИ И ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННОЙ И ЗИМНЕЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ TI – 001

- покрытие - шерсть австралийского мериносо
- для демисезонной и зимней модельной обуви
- зауженная форма передней части стельки
- поддерживают поперечный и продольный своды стопы
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы
- создают комфортные условия для стопы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение продольного, комбинированного плоскостопия 1 - 2 степени
- профилактика утомляемости стоп в модельной обуви
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ TI – 005

- покрытие - натуральная кожа
- зауженная форма передней части стельки
- поддерживают поперечный и продольный своды стопы
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы
- создают комфортные условия для стопы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение продольного, комбинированного плоскостопия 1 - 2 степени
- профилактика утомляемости стоп в модельной обуви
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ TI – 002

- покрытие: натуральная кожа
- мягкий пелот поддерживает поперечный и продольный своды стопы
- слой активированного угля нейтрализует запах и устраняет влажность в обуви
- создают комфортные условия при ходьбе

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- фиксированное комбинированное плоскостопие 1-3 степени
- деформации стоп
- артрозы, боли, отеки
- для всех типов обуви
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ TI – 006

- покрытие - натуральная кожа
- надежно поддерживают своды стопы
- уменьшают ударную нагрузку
- обеспечивают комфортные условия при ходьбе

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение поперечного плоскостопия 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- для всех видов обуви с каблуком до 7 см
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ С ЧАШЕОБРАЗНОЙ ПЯТКОЙ ДЕТ./ВЗРОС. TI – 003

- покрытие – микрофибра
- поддерживают продольный и поперечный своды стопы
- обеспечивают снижение ударной нагрузки на пяточную область
- упругий каркас из вязко-эластичного полиэстера с амортизационным эффектом
- высокие бортики
- пяточный амортизатор

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- коррекция нефиксированного варусного или вальгусного отклонения пяточного и среднего отдела стопы
- плоско-вальгусные стопы
- X-, O-образная форма ног
- период реабилитации после травм и операций на стопе и голеностопном суставе
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не выявлены



ПОЛУСТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ TI – 007

- покрытие - натуральная кожа
- обеспечивают поддержку продольного и поперечного сводов в анатомически правильном положении
- уменьшают ударную нагрузку на область плюснефаланговых суставов
- гигиеничны, не вызывают аллергических реакций
- обеспечивают комфортные условия для стопы
- клеевой фиксатор

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение продольного и комбинированного плоскостопия 1-2 степени
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- для всех видов обуви с каблуком до 4 см
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ TI – 004

- покрытие - натуральная кожа
- поддерживают поперечный и продольный своды стопы
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы при ходьбе
- уменьшают ударную нагрузку на стопы, суставы нижних конечностей и позвоночник
- создают комфортные условия для стопы
- для всех типов обуви

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- продольное и комбинированное нефиксированное плоскостопие 1-2 степени
- заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей
- варикозная болезнь, боли, отеки ног
- избыточный вес, беременность
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не выявлены



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДЕТСКИЕ TI – 008

- покрытие: натуральная кожа
- надежно поддерживают продольные своды стопы ребенка
- обеспечивают физиологически правильное положение стопы
- для всех видов закрытой обуви

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- фиксированное плоскостопие I-III степени
- поперечное плоскостопие
- вальгусная деформация
- нарушение осанки
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- размеры: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость



ПОДПЯТОЧНИК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ АМОРТИЗИРУЮЩИЙ ТI – 009

- покрытие - натуральная кожа
 - амортизатор уменьшает боль при пяточной шпоре
 - уменьшают ударную нагрузку на пяточную область, суставы нижних конечностей и позвоночник
 - гигиеничны, не вызывает аллергических реакций
 - для всех видов обуви с жестким задником
 - оснащена съемным пяточным амортизатором
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- центральная пяточная шпора
 - боли в пяточной области
 - реабилитация после травм пяток
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
 - размеры: 1(35-37), 2(38-40), 3(41-43)
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПОДПЯТОЧНИК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ АМОРТИЗИРУЮЩИЙ ТI – 010

- амортизатор уменьшает боль при пяточной шпоре
 - уменьшают ударную нагрузку на пяточную область, суставы нижних конечностей и позвоночник
 - покрытие - натуральная кожа
 - гигиеничны, не вызывает аллергических реакций
 - для всех видов обуви с жестким задником
 - оснащена съемным пяточным амортизатором
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- центральная пяточная шпора
 - боли в пяточной области
 - реабилитация после травм пяток
 - размеры: 1 (35-37), 2(38-40), 3(41-43)
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

КОРРЕКТОРЫ И СИЛИКОНОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



ПЕРЕГОРОДКА СИЛИКОНОВАЯ МЕЖПАЛЬЦЕВАЯ ТI - 011

- разделяет пальцы стоп
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- оррекция большого пальца стопы при Hallux Valgus
 - коррекция деформационных изменений пальцев стоп
 - молоткообразные пальцы
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 011			
размер	1	2	3



ПЕРЕГОРОДКА СИЛИКОНОВАЯ МЕЖПАЛЬЦЕВАЯ ТI - 012

- азделяет пальцы стоп
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- деформация пальцев
 - трение межфаланговых суставов
 - мозоли, потертости пальцев стопы
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 012			
размер	1	2	3



ПОДУШЕЧКА СИЛИКОНОВАЯ «АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ» ТI - 013

- создает комфортные условия при ходьбе в обуви на высоком каблуке
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- натоптыши и мозоли в переднем отделе стопы
 - боли и дискомфорт в переднем отделе стопы при ходьбе
 - распластанность переднего отдела стопы
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 013	
размер	универсальный



ПРОТЕКТОР СИЛИКОНОВЫЙ ТI - 014

- защищает сустав первого пальца стопы от давления, трения и образования потертостей
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- потертости в области сустава первого пальца стопы при распластанности переднего отдела стопы
 - и при вальгусной деформации первого пальца стопы
 - травматизация области первого плюснефалангового сустава
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 014			
размер	1	2	3



ПРОТЕКТОР БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СИЛИКОНОВЫЙ ТI - 015

- корректирует деформационные изменения пальцев стопы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- коррекция большого пальца стопы при Hallux Valgus
 - артрозо-артриты и бурситы первого плюснефалангового сустава
 - подагра
 - коррекция деформационных изменений пальцев стоп
 - молоткообразные пальцы
 - послеоперационный период
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 015	
размер	универсальный



СУПИНАТОР СИЛИКОНОВЫЙ ТI - 016

- поддерживает внутренний продольный свод стопы
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- нефиксированное продольное плоскостопие 1-3 степени
 - плоско - вальгусная установка стоп
 - перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

артикул: ТI – 016			
размер	1	2	3



ПРОТЕКТОР СИЛИКОНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ TI - 017

артикул: TI – 017	
размер	универсальный

- защищает от давления и образования потертостей суставной сумки первого плюснефалангового сустава
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- коррекция большого пальца стопы при диагнозе HALLUX VALGUS
- артрозы, артриты и бурситы первого плюснефалангового сустава
- подагра
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

УХОД ЗА ТЕЛОМ



НОСКИ ГЕЛЕВЫЕ TI - 061

артикул: TI – 061	
размер	универсальный

- увлажняют, размягчают и защищают кожу всей поверхности стопы
- содержат: витамин Е, масла жожоба, масла оливы и лаванды
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- сухость кожи
- трещины и мозоли
- натоптыши стопы
- трофические изменения кожи стопы
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



НАПЯТОЧНИКИ ГЕЛЕВЫЕ TI - 062

артикул: TI – 062	
размер	универсальный

- увлажняют, размягчают и защищают кожу
- содержат: витамин Е, масла жожоба, масла оливы и лаванды
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- сухость кожи
- трещины и мозоли
- натоптыши стопы
- гиперкератозы в области пятки
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость



ПЕРЧАТКИ ГЕЛЕВЫЕ TI - 063

артикул: TI – 063	
размер	универсальный

- увлажняют, размягчают и защищают кожу.
- содержат: витамин Е, масла жожоба, масла оливы и лаванды
- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**
- сухость кожи
- трещины и мозоли
- трофические изменения кожи
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ГЕЛИ И КРЕМЫ

Помощь вашему телу

- эффективное действие за счет 100% натуральных растительных ингредиентов
- мгновенное и пролонгированное действие
- легко впитывается, не оставляет следов
- приятный запах с секретами ароматологии
- нежная текстура
- без парабенов



КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

- крем улучшает кровообращение, согревает, снимает отечность, болевой синдром
- экстракт жгучего перца и натуральная камфора – лучшие природные активаторы местного кровоснабжения, обладают долговременным согревающим эффектом при котором сжигаются лишние жиры
- натуральное оливковое масло доставляет действующие вещества в глубокие слои для максимального эффекта от применения крема
- в креме используется несколько биологических механизмов теплового воздействия: быстро (в течение 3-5 минут – витамин РР производные никотиновой кислоты), среднего (30-60 минут - камфора) и пролонгированного (несколько часов – СО 2 – экстракт жгучего перца) действия



КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

- снимает болезненные ощущения при растяжениях, ушибах, мышечных перегрузках. Придает комфортное чувство легкости и прохлады
- благодаря входящему в состав натуральному ментолу из перечной мяты, обладает сильным охлаждающим эффектом, снимает отеки, болевой синдром
- охлаждающий агент нового поколения – ментиллактат – производное молочной кислоты и натурального ментола – охлаждает, обладает противовоспалительным действием, улучшает кровоснабжение тканей
- моментально впитывается и не оставляет следов



КРЕМ ДЛЯ СУСТАВОВ

- крем устраняет болевые ощущения и отечность в области суставов, уменьшает воспалительные явления, восстанавливает поврежденные соединительные ткани, улучшает подвижность суставов
- натуральный ментол из листьев перечной мяты снимает отечность, болевой синдром.
- эфирные масла ягод можжевельника и пихты мягко согревают, активизируют местное кровоснабжение. Экстракт коры белой ивы является природным противовоспалительным средством
- натуральный ланолин, В-каротин (провитамин А), Д-пантенол (комплекс витаминов группы В) улучшают эластичность тканей, способствуют регенерации, заживлению и восстановлению поврежденных тканей
- натуральное оливковое масло доставляет действующие вещества в глубокие слои для максимального эффекта от применения крема



КРЕМ ДЛЯ НОГ

- легкий гель охлаждает, снимает отеки и воспаления, ускоряет рассасывание гематом (синяков)
- экстракт конского каштана предотвращает появление сосудистых «звездочек», служит для профилактики варикозной болезни вен. Содержит экстракт хвоща полевого – натуральное противовоспалительное и антибактериальное средство. Экстракт шалфея, в свою очередь, оказывает антисептическое и ранозаживляющее действие
- натуральный ментол снимает чувство тяжести и усталость
- гель моментально впитывается и не оставляет следов

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО “МЕДИКАЛ СЕРВИС”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР TIMED В СНГ

МОСКВА, РОССИЯ, УЛ. ЛЕСНАЯ 43

+7 495 212 17 50 | SALES@MEDICALSD.RU | MEDICALSD.RU